



## AVERO Motion E

Einzigartige Sitz- und Liegebadewanne  
mit praktischem Handbedienteil



Fördern Sie die Mobilität und Selbstständigkeit von Bewohnern mit der Design-Pflegebade-  
wanne AVERO Motion E. Ein sicherer Selbstein-  
stieg wird durch die geringe Einstiegshöhe ge-  
währleistet. Insbesondere teilmobile Bewohner  
schätzen einen relativ unabhängigen Einstieg in  
die Pflegebadewanne.

Produktvideo  
ansehen!



Ein einzigartiges  
Badeerlebnis für Ihre  
Bewohner!

Weiche Formen, ein großes Platzangebot und der  
ergonomische Wannenkörper garantieren ein kom-  
fortables Badeerlebnis für Ihre Bewohner. Die Bedie-  
nung der AVERO Motion E erfolgt über die prakti-  
sche Kabelfernbedienung mit intuitiven Symbolen.

- ✓ Gruppe 1
- ✓ Gruppe 2
- ✓ Gruppe 3
- ✓ Gruppe 4\*

\* nur in Verbindung mit Gurt- oder Deckenlift



In Sitzposition ideal zum Abduschen Ihrer Bewohner geeignet



Keine Kanten im Türbereich für ungehinderten Transfer mit dem Rollstuhl



Mit allen modernen Personenliftern frei unterfahrbar



Großes Platzangebot im Wannenkörper



Ermöglicht eine freie Sicht in den Raum ohne sperriges Bedienpult



Optional: Großzügiger Fußbereich mit einem Vorfüllvolumen von 98 Litern



Kabelfernbedienung mit intuitiven Symbolen für eine einfache Bedienung



Ergonomische Haltegriffe im Wannenenneren



Spezielles Rückenprofil verhindert das Abrutschen im Wannenkörper



## Elegantes Design mit Kippfunktion

Weiche Formen prägen das Erscheinungsbild der AVERO Motion E. In Sitzposition kann die Wanne zum Abduschen von Bewohnern verwendet werden. Durch die Neigefunktion werden Bewohner sanft in die Badeposition gebracht.



## Hoher Badekomfort für jeden Bewohnertyp

Die AVERO Motion E bietet auch für große und schwergewichtige Bewohner ausreichend Platz – für ein angenehmes Baderlebnis unabhängig von Körpergröße und Gewicht.



## Einfacher, sicherer Selbsteinstieg möglich

Die große seitlich zu öffnende Tür der AVERO Motion E ermöglicht Bewohnern selbstständig in die Badewanne zu steigen. Das fördert zum einen die Mobilität und unterstützt insbesondere bei noch teilmobilen Bewohnern ein würdevolles Gefühl der Selbstständigkeit. Die Einstiegshöhe eignet sich außerdem ideal für den Transfer mit dem Rollstuhl.



## Frei unterfahrbares Grundgestell

Die AVERO Motion E ist mit allen modernen Bade- und Personenliftern frei unterfahrbar.



## Technische Daten

Wannenlänge (Einstiegposition / Liegeposition)	1.760 mm / 1.908 mm
Wannenbreite (außen)	860 mm
Niedrigste Einstiegshöhe	490 mm
Neigungswinkel	23°
Wannenentleerung (Liter/min.)	75 l/min
Stromanschluss	230 V, 50 Hz
SWL	350 kg
Vorfüllvolumen (Fußbereich)	98 l

## Produkteigenschaften

- Elektronische Höhen- und Neigeverstellung
- Kabelfernbedienung mit intuitiven Symbolen für alle Funktionen
- Angeformter Sitz mit speziellem Rückenprofil gegen Wegrutschen beim Baden
- Doppelter Verbrühschutz
- Ergonomische Handgriffe für optimalen Halt
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung

## Verfügbare Optionen

-  Aroma-System
-  Farblicht-System
-  Luftperlbad
-  Musik-Soundsystem
-  Bluetooth Musik-Soundsystem
-  Sonderfarbe nach RAL
-  Desinfektionseinrichtung
-  Automatische Wannenfüllung
-  Notfunktion bei Stromausfall

**BEKA Hospitec GmbH**  
Am Rübenmorgen 3  
35582 Wetzlar-Dutenhofen  
info@beka-hospitec.de



 Fon +49 641 922 20-0  
 Fax +49 641 922 20-20  
 [www.beka-hospitec.com](http://www.beka-hospitec.com)