

NORA Trend

Effektive Entlastung in der täglichen Pflege



beka DIFFERENT
BY DESIGN



Verbessern Sie die Mobilität Ihrer Bewohner.

Unsere innovative Aufstehhilfe NORA Trend wurde speziell für Bewohner konzipiert, die noch die Fähigkeit besitzen kurzzeitig, unter Zuhilfenahme von Stützhilfen, zu stehen. Hier ist die NORA Trend das ideale Hilfsmittel um diese Bewohner, ohne Rückenbelastung des Pflegepersonals, sicher und bequem zu transportieren und z. B. den Transfer zur Toilette zu erleichtern.

Die Steigerung der Mobilität und die gezielte Aktivierung von Bewohnern ist heute Bestandteil jedes Pflegeleitbildes. Die NORA Trend bietet die ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Bewohner gezielt wieder zu mobilisieren und den Bewegungsapparat und damit auch den Kreislauf zu stabilisieren und zu verbessern.





Verbessert Mobilität Ihrer Bewohner

Verwenden Sie die NORA Trend bei Bewohnern, die unter Zuhilfenahme von Gehstützen noch kurzzeitig die Fähigkeit haben zu stehen. Beim Transfer mit der Aufrichthilfe wird der Bewohner gezielt aktiviert und lernt bei der Mobilisierung sowohl Körper als auch Kreislauf zu stabilisieren. Dies führt zu einer besseren Lebensqualität Ihres Bewohners.



Bequeme, flexible Kniepolster

Die ergonomisch geformten Kniepolster sind einzeln gelagert und können individuell an jeden Bewohner höhenverstellbar angepasst werden. So kann einem schmerzhaften Druck auf der Kniescheibe beim Aufricht-Vorgang effektiv vorgebeugt werden.



Leicht zu manövrieren

NORA Trend lässt sich leicht bewegen und ist wendig zu fahren. Die Mobilitätshilfe kann bequem von nur einer Pflegerkraft bedient werden und beugt durch das smarte Ergonomiekonzept Rückenverletzungen und Fehlbelastungen von Pflegekräften vor.

Technische Daten

Gesamtlänge	1.014 mm
Breite außen bei geschlossenem Fahrgestell	702 mm
Breite innen bei gespreiztem Fahrgestell	870 mm
Gewicht	ca. 51 kg
Höhe (min. / max.)	1.168 mm / 1.170 mm
SWL	200 kg
Akku	24 V

Produkteigenschaften

Elektrisch spreizbares Fahrgestell
Flexible, höhenverstellbare Kniepolster mit Sicherheitsgurten
Notablassfunktion
Ergonomische Handgriffe
Kabelfernbedienung mit Symbolen zu allen Funktionen und Anzeige des Akkuladestandes

Verfügbare Optionen




Ersatzakku 24 V



Wandladegerät

Aufrichtgurte



Aufrichtgurt NORA mit Clip

Armpolster und Rückenteil mit Anti-Rutschbeschichtung
Doppelte Sicherheitsgurte für Brustbereich
Zusätzlich gepolsterter Brustgurt

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3
35582 Wetzlar-Dutenhofen
info@beka-hospitec.de

beka DIFFERENT
BY DESIGN

 Fon +49 641 922 20-0
 Fax +49 641 922 20-20
 www.beka-hospitec.de